

handisecure

KØRESTOLS BESPÆNDING

*Sikker, hurtig og
nem fastspænding
af kørestol og
passager*



Handi Secure giver dig alt hvad du behøver, ved transport af kørestols passagerer. Faktisk endnu mere.

Handi Secure er testet med en kørestolsbelastning på hele 100 kg. ISO-og SAE-standarderne kræver 85 kg.

Dermed er Handi Secure blandt de absolut stærkeste WTORS på markedet i dag.

handisecure

KØRESTOLS BESPÆNDING

Handi Secure™ - WTORS

Handi Secure™ tilbyder alt hvad der behøves ved transport af kørestolspassagere.




Handi Secure™ er testet med en kørestolslast på slående 100 kg, hvor ISO og SAE standarderne kun kræver 85 kg hvilket sætter Handi Secure blandt de absolut stærkeste WTORS på markedet.

Sikker, hurtig og let fastspænding

Handi Secure™ giver en pålidelig løsning til fastspænding af kørestole i et køretøj.

Ved brug af Handi Secure™ kan man nyde fleksibiliteten på hverdagsbasis. Det er let at bruge, og kørestolen kan placeres lige hvor der ønskes.

Retraktorerne er fuldt automatiske, og stålkabiner gør dem meget holdbare. Handi Secure er testet med Handi Floor™ og overgår ISO 10542 med 100 kg (normalt 85 kg).



Kit HS01**Kit HS02****Kit Beskrivelse****HS01**

4x Automatiske retraktorer til skinnemontering

HS02

4x Automatiske retraktorer til gulvkopmontering

Kit HS01-L**Kit HS02-L****Kit Beskrivelse****HS01-L**

4x Automatiske retraktorer til skinnemontering

1x Statisk skuldersele til skinnemontering

HS02-L

4x Automatiske retraktorer til gulvkopmontering

1x Statisk skuldersele til gulvkopmontering

Kit HS01-S**Kit HS02-S****Kit Beskrivelse****HS01-S**

4x Automatiske retraktorer til skinnemontering

1x Statisk skuldersele til skinnemontering

1x Statisk 2-punkts hofteselev til skinnemontering

HS02-S

4x Automatiske retraktorer til skinnemontering

1x Statisk skuldersele til gulvkopmontering

1x Statisk 2-punkts hofteselev til gulvkopmontering

Kit HS01-A**Kit HS02-A****Kit Beskrivelse****HS01-A**

4x Automatiske retraktorer til skinnemontering

1x Automatisk skuldersele til skinnemontering

1x Statisk 2-punkts hofteselev til skinnemontering

HS02-A

4x Automatiske retraktorer til gulvkopmontering

1x Automatisk skuldersele til gulvkopmontering

1x Statisk 2-punkts hofteselev til gulvkopmontering

CE



handicare

Baggeskærvej 48
DK-7400 Herning
+45 96 26 96 20
salg@@handimobil.dk
handimobil.dk